


Tube de Convection



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 16,72 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Cette chambre tubulaire permet d'observer les mouvements de convection.

Il s'agit d'un tube coudé à angles droits, avec ouverture de remplissage.

Remplissez le tube d'eau et ajoutez une petite quantité de permanganate de potassium ou de colorant alimentaire pour faciliter l'observation.

Chauffez légèrement un des angles et observez... le flux thermique se propage dans le liquide.

Dimensions :

300 x 200 mm

Diamètre extérieur : 15 mm

Verre borosilicaté résistant à la chaleur.

Matériel complémentaire conseillé :

- Lampe à alcool ou source de chaleur (bec bunsen, bec électrique...)
- Permanganate de potassium ou colorant alimentaire
- Support lourd et noix

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.