

## Tube de Kundt Traditionnel



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 193,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Les phénomènes d'ondes acoustiques peuvent être facilement observés avec un tube de Kundt.

Les ondes acoustiques incidentes interfèrent avec les ondes réfléchies en créant des ondes stationnaires.

A l'aide d'une fine poudre on va visualiser la formation des creux et ventres d'ondes rendant ainsi les mesures de longueurs d'ondes possibles.

Connaissant la fréquence il est possible de mesurer la vitesse des ondes acoustiques dans l'air.

**L'Appareil se compose de :**

- un tube en plexiglas avec échelle graduée
- 2 Embases surélevées de fixation du tube de Kundt
- 1 piston
- 1 Flacon de poudre

Il peut être utilisé avec un haut parleur pour la génération d'ondes et un générateur Basse Fréquence (à commander séparément)...

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.