

Unité de Ventilation et Filtration (Sans Filtre)



Caissons sont livrés sans filtre à charbon actif.

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1902,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

L'Unité de Ventilation et filtration assure l'extraction des vapeurs toxiques confinées dans l'enceinte de stockage et leur purification lors de leur passage dans un filtre aux charbons actifs.

Les vapeurs rejetées dans l'environnement sont sans danger.

- Adaptation facile à tous les modèles d'armoires
- Caisson de Filtration à Cellule au charbon actif - Testé à la Normes NFX 15-211-2009 Classe II
- Unités bien adaptées aux Armoires pour produits Infl ammables
- Ce modèle peut être transformé en unité de ventilation à raccorder sur extraction par adaptation d'un kit FC 5892
- Filtre Polyvalent "Corg-II" ou Filtre pour Vapeurs Organiques "Org-II" à commander avec votre caisson
- Solution sans génie civil

- Montage simple et esthétique
 - Adaptation facile entre l'orifice prévu sur le caisson et l'orifice de ventilation de l'armoire
 - Liaison par tuyau souple ou rigide diamètre 100 mm
 - Technologie Labopur.
 - Témoin lumineux de fonctionnement du système de ventilation.
 - Fenêtre de contrôle de la présence du filtre adapté selon vos besoins.
 - Filtre anti-poussières, efficacité à 92% des particules - Compteur horaire indiquant en permanence la durée totale d'utilisation de l'armoire.
- Après programmation, toutes les 60 heures, un signal sonore indique qu'il y a lieu de contrôler la saturation du filtre à charbon actif.

Caractéristiques

- Construction en acier 12/10ème.
- Peinture époxy blanche RAL 9010 et bleu RAL 5015.
- Ventilateur électrique silencieux : 220-240 volts - 20 Watts 0,1 A - 43 dB(A) (hors flux d'air) - débit 86 m3/heure.
- Diamètre d'aspiration : Ø 100 mm.
- Dimensions / Masse : 310 x 505 x 485 mm / 15 kg

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.