

Valise de 8 Lentilles Baguées , 2 Miroirs et 8 Diaphragmes 40 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 154,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Caractéristiques

18 composants dont :

8 lentilles Ø 40 en verre minéral : F+50,+100,+200,+500,-100,-150,-200,-500 mm

2 miroirs Ø 40 : 1 plan et 1 plan/concave F -200 mm

8 diaphragmes métal Ø40

Lentilles et miroirs cerclés avec sérigraphie des focales.

Dimensions valisette : 240 x 20 x 45 mm

Poids total: 390 g

Emballage : valisette individuelle.

TP correspondants

Focométrie.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.