



Vases communicants de Formes différentes / Support Bois



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 42,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce dispositif est conçu pour étudier la dynamique des fluides.

4 tubes de diamètres différents et de formes différentes sont interconnectés.

Le niveau atteint par le liquide dans chaque tube est le même et se maintient même si l'appareil est incliné.

Support Bois... L'Elément en verre est plus sécurisé...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.