

VidéoCam Multimédia sur Flexible 650 mm avec Microphone - Analogique



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 511,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Résolution de la caméra

244 000 Pixels

Résolution de la caméra PAL 582 x 420

Port externe :

Interface PAL

Signal audio Analogique

Capteur 1/3"

Typologie du capteur CCD

Format de l'image 4/3

Image en taille réelle 640 x 480

Dimensions pixels 9,6 x 7,5 microns

Frame rate à pleine résolution 50 frames/sec (mode analogique) , 25 frames/sec (mode numérique)

Sensibilité Éclairage minimal : 0.08 LUX / F1.2

S/N ratio >48 dB

Rang dynamique 56 dB

Temps d'exposition maximal 1/60 sec

Conversion ADC 8 BIT

Résolution couleur 8 BIT

Alimentation de la caméra externe Alimentation 15V DC

Filtre IR interne 700 nm

Balance des blancs Automatique

Contrôle du gain Automatique

Contrôle Automatique du rétroéclairage

Contrôle Automatique de l'exposition

Connexion monture C non fournie

Connexion monture CS non fournie

Utilisation de la caméra Comme loupe, comme un épiscopes, comme une caméra de microscopie

Distance de travail De 0,76 mm à l'infini

Objectif 8mm

Grossissement maximum 90x

Anneau monture C non fourni

Adaptateurs optiques pour microscopes inclus

Adaptateur pour mono et bino biologiques de diamètre 30mm

Lame de calibration non fournie

Inclus Câble Video RCA , SCART pour prise TV, manuel d'instructions, alimentation

Dimensions Longueur du bras : 65 cm

Hauteur totale : 80 cm

Diamètre de la base : 17 cm

Poids 3,5 Kg

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.