


## Visualisateur d'Electrophorèse en Lumière Blanche



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 280,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ce plateau lumineux offre une large surface de travail de 250 x 250 mm, illuminé par un dispositif de lumière blanche à Leds pour l'observation des gels d'ADN ou de protéines et l'analyse d'autoradiogrammes.  
Composant à Leds 90 Lumens, 8W.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.