

Visualiseur F55



Visualiseur à bras flexible

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 766,80 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Emerveillez vos élèves en leur montrant l'infiniment petit ! Explorez tous les détails de l'objet de votre cours grâce au zoom optique 8X du visualiseur AVer F55. Pour un simple document ou pour un sujet microscopique en biologie, le capteur 5M pixels du F55 vous permettra d'afficher en HD les vidéos de vos démonstrations, et même de les enregistrer d'une simple touche sur clé USB ou carte SDHC. Caractéristiques & spécifications : Poids et dimensions •Poids 1.77kg •Dimensions en opération 184 x 530 x 395 mm •Dimensions plié 184 x 410 x 342 mm

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.