

## Visualiseur PL50



Visualiseur plateforme

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 1348,65 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Rendez vos présentations toujours plus professionnelles grâce au visualiseur PL50. Utilisez sans contrainte le large boîtier de rétro-éclairage pour afficher des radiographies, des diapositives ou des transparents à votre audience. De plus, vous ne manquerez aucun détail grâce au zoom optique 16x (total 240x !) Caractéristiques & spécifications : Poids et dimensions •Poids 6.5kg •Dimensions en opération 630 x 505 x 510 mm •Dimensions plié 470 x 165 x 510 mm

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.