

Voltamètre de TP



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 438,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

La cuve de grande dimension est fixée sur un support rond, stable, équipé de bornes de diamètre 4 mm. La cuve en polypropylène transparent est équipée d'un jeu d'électrodes de platine non interchangeables. Une échelle graduée placée entre les tubes à dégagement permet la mesure des dégagements gazeux. La hauteur de l'appareil est de 240 mm.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.