

## Boîte Résistances 5 Décades 1 à 100 KOhms



Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 180,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

#### La famille des boîtes à décades, de résistances, de capacités, Chauvin Arnoux

Présentant les caractéristiques communes suivantes :

- Des éléments individuels pour assemblages mécaniques et électriques dans tous les sens.
- Une sélection par commutateur rotatif à contact Or.
- Une butée empêchant le passage accidentel de 10 à 1
- Sortie sur bornes mixtes (pour fils ou cosses, fiches de diamètre 4 mm, barrettes cavaliers livrées).
- Précision typique 0,5% pour les résistances; 2% pour les capacités.
- 4 Faces latérales en matière moulée, munies d'un couple queue d'aronde, mortaise de faible épaisseur assurant une excellente tenue mécanique à l'emboîtement.
- Dimensions 72 x 72 x 90 mm / Décades : 410 x 90 x 80 mm
- Masse 160 à 350 g / 1 Kg

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

