

## Boîte Résistances 5 Décades 1 à 111,110 KOhms



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 167,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

La famille des boîtes à décades de résistances, de capacités et d'inductances ELC

Ces boîtes à décades trouvent leur place dans les laboratoires pour les travaux pratiques en permettant de simuler certaines grandeurs physiques...

Elles ont été étudiées pour un emploi simple et efficace, en toute sécurité :

- Bornes de sécurité 4 mm et mise à la terre
- Panneau incliné façon pupitre
- Gros bouton à index de lecture
- Norme CE
- Dimensions 307 à 427 x 100 x 72 mm
- Poids 1,4 kg en moyenne suivant le modèle.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

