


Dynamomètre à Cadran 1 N sur aimant



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 45,16 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Cadran gradué Ø150 mm
Monté sur aimant Ø 45 mm
Ressort à spirales fixé sur poulie à roulement à bille
Vis moletée pour réglage du zéro
Dimensions : 160 x 95 mm
Poids unitaire: 0,175 kg
Emballage : individuel.

Avantages produit

Graduations de grandes dimensions pour une bonne visibilité.
Fixation simple sur aimant.

Exemples de TP correspondants

Mesure des forces et des moments.

Loi de Hooke.

La Gamme se décline :

Dynamomètre à cadran 1N sur aimant – MECA 110401
Dynamomètre à cadran 2N sur aimant – MECA 110402
Dynamomètre à cadran 5N sur aimant – MECA 110405
Dynamomètre à cadran 10N sur aimant – MECA 110410

Tableau disponible séparément

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.