

Modèle de Bilame à Contact (Le lot de 10)



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 171,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce dispositif permet de démontrer le phénomène d'expansion thermique et de montrer comment l'utilisation d'un bilame permet de réaliser un thermostat.

En échauffant le bilame, la différence d'expansion des 2 métaux entraîne la courbure de ce dernier.

La plupart des thermostats sont réalisés sur ce principe.

Le modèle est monté sur support avec 2 bornes.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.