

Réseau Rowland 300 tr/mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 145,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ces réseaux quartz disposent d'un excellent pouvoir de résolution.

Ils produisent des lignes spectrales nettes adaptées aux TP de spectrométrie et aux projections de spectres en démonstration.

Dimensions : 38 x 50 mm. Epaisseur 4 mm.

2 Modèles sont proposés 300 ou 600 traits/ mm.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.