

## Armoire Positive à Porte Vitrée - 544 Litres



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 2182,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

**Nouvelle gamme, température réglable de +2°C/ +15°C avec coupure de ventilation à l'ouverture de porte...**

Armoires positives +5°C

Refroidissement ventilé pour assurer une bonne répartition de température

Capacité 141 - 236 - 335 - 544 litres

Porte double vitrage isolé avec éclairage tube fluo. (sauf Modèle sous paillasse).

Thermomètre digital sur bandeau permettant le contrôle permanent de la température.

Thermostat avec position arrêt - sur bandeau. - Dégivrage automatique

Evaporateur arrière libérant le maximum de volume utilisable

Cuve ABS avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage

Carrosserie traitée anti-corrosion + époxy blanc

Grilles en fils acier plastifié charge maxi 45 kg

Grilles réglables tous les 30 mm sur toute la hauteur de la cuve

Porte réversible pour optimiser l'accessibilité - vitrage thermopan

Fermeture à clé pour éviter toute ouverture intempéstive

Compatible pour ambiance +10 à +32°C

2 pieds réglables à l'avant. Fluide R 134 A

Grilles (l x p) 478 x 420 mm sur modèle 141 litres, Charge 45 Kg

Grilles (l x p) 497 x 415 mm sur modèles - 236 - 335 litres, Charge 45 Kg

Grilles (l x p) 645 x 550 mm sur modèle 544 Litres, Charge 60 Kg

Alimentation 230 V - 50 Hz

Puissance de 170 W à 210 W selon les modèles

Consommation en KWh/24h : de 1,60 à 2,30 suivant les modèles d'enceintes / Niveau sonore 49 dB

3 Grilles dans les modèles 141 litres et 236 litres

4 Grilles dans le modèle 335 litres

5 Grilles dans le modèle 544 litres

#### **Dimensions (L x p x H mm) :**

Modèles 141 litres : 615 x 600 x 830 mm

Modèles 236 litres : 600 x 600 x 1250 mm

Modèles 335 litres : 602 x 600 x 1644 mm

Modèles 544 litres : 750 x 730 x 1640 mm

#### **Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.