

### Armoire Portes Vitrées sur Bahut 15 Tiroirs



Dimensions : 1500 x 750 x 2100 mm

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 2577,38 €

[Poser une question sur ce produit](#)

#### Description du produit

**Les Armoire Portes Pleines sur Bahut à tiroirs sont proposées en 2 profondeurs :**

- Réhausse 600 mm sur Bahut de 600 mm
  - Réhausse 600 mm sur Bahut de 750 mm
- Elles mesurent une hauteur totale de 2100 mm.

**Le meuble bas est un bahut de hauteur 900 mm, proposé en trois versions selon la largeur :**

- 12 Tiroirs (2 Colonnes de 6 Tiroirs)
- 15 Tiroirs (3 Colonnes de 5 Tiroirs)
- 18 Tiroirs (3 Colonnes de 6 Tiroirs)

Le meuble Haut, à Portes Battantes Pleines ou à Portes Battantes Vitrées de Hauteur 1200 mm est aménagé de 4 Demi-étagères réglables permettant la segmentation du volume selon vos besoins.

Des étagères supplémentaires sont proposées en option.

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le corps de l'armoire.

Les Portes Vitrées sont en Métacrylate, matériau parfaitement transparent.

Remplace avantageusement le verre, les risques de casse sont inexistants.

Les portes battantes sont équipées de charnières invisibles...

## Armoires double-corps: Armoire Portes Vitrées sur Bahut 15 Tiroirs

---

En option, ces armoires peuvent être condamnées par serrures à clés et crémone 2 points.

Une structure métallique robuste

Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire

**En option :**

- ces armoires peuvent être condamnées par serrures à clés et crémone 2 points.
- façades en couleurs
- poignées design

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.