Chaise Bois Réglable par Lift Gaz (Aluminium)



Structure à 5 Branches en Aluminium ou ABS Noir (au choix).

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 176,63 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Chaise Bois Réglable par Lift Gaz

Assise et Dossier en multipli de hêtre feuilleté verni. Structure à 5 Branches en Aluminium ou ABS Noir (au choix), réglable de 540 à 800 mm de hauteur. Modèle à vérin à gaz, réglage en continu par manette latérale.

Options:

ST 200000 "Repose pieds" ST 200010 "Jeu de Roulettes"

1 / 2

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

2 / 2